

機器チェックシート(各機器ごと)

器機名

機器メーカー名

点検日

点検者

* 項目結果に○で囲む

① 使用 機器 に関し て	番号	点検項目	判定内容	結果
	1	外装の歪み	がたつきがないこと。	正常・異常
	2	外装が破損していないか	破損個所の影響が機器に影響がないか。	正常・異常
	3	油漏れ(X線発生器含む)	油漏れがないこと。	正常・異常
	4	ケーブルの状態	亀裂、線材のむき出しがないこと。	正常・異常
	5	コネクタ・プラグの状態	ピンの曲りがないこと。外装の歪みがないこと。	正常・異常
	6	アースケーブル	ケーブルが付属され、断線がないこと。	正常・異常
	7	照射試験及び稼働試験	正常に動作し、エラーが出ないこと。	正常・異常
備考欄				

② 使用 場所 の環 境	番号	点検項目	判定内容	結果
	1	外気環境-1	装置の近くで麻酔ガスのような可燃物ガス、及びエタノールのような引火性液体を使用しないこと。 【爆発事故や火災発生の防止】	適・否
	2	外気環境-2	水滴がかからない【機器の誤作動の防止】	適・否
	3	電源	装置の定格範囲であること。【機器の誤作動防止】	適・否
	4	アース	接地していること。【感電の防止】 * ガス管に接続していないこと。 【爆発事故や火災発生の防止】	適・否
備考欄				

* ③はX線装置設置クリニックのみ回答

③ X 線 装 置	番号	点検項目	判定内容	結果
	1	X線照射試験	正常に動作し、エラーが出ないこと。	正常・異常
	2	可動絞りの羽根の開閉具合	円滑に開閉すること。	正常・異常
	3	可動絞りのランプ	点灯すること。	正常・異常
備考欄				

記載上の注意事項

- ①各施術機械(ユニット)ごとに1枚記入の事。*機器の数に合わせて枚数分コピーし使用の事。
- ②不可動式、電気を使用しない施術機器は記入不要。
- ③この点検で不備が見つかった場合はメーカーに問い合わせ故障個所を直すこと。
- ④各店舗ごとにまとめて提出の事。
- ⑤同機種が複数ある場合は機器コードもしくは品番コードを下記に記載。

(No、)

JBRS側記載欄

JBRS側記載欄